

 SST Azienda USL Toscana sud est Servizio Sanitario della Toscana	ID-AC06-04							Rev. n. 20 del 06/03/2026
UOSD Medicina di Laboratorio PO Alta Valdelsa	Catalogo delle prestazioni							
Analita, sigla, sinonimi	Codice TDS	Settore	In urgenza	Tempo di risposta in giorni lavorativi	Giorno di dosaggio	Materiale	Contenitore / Provetta	Temperatura di trasporto
Acidi biliari	TBA	Corelab	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Acido folico	FOLAT	Corelab	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Acido urico	AURIC	Corelab	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Acido urico urinario	AURT	Corelab	no	0	tutti	Urine delle 24 ore	Provetta Urine tappo beige	Ambiente
Acido valproico	AVAL	Corelab	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Albumina	ALBUM	Corelab	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Alfafetoproteina	AFP	Corelab	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
ALT, GPT, transaminasi alanina aminotransferasi	ALT	Corelab	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Amfetamine, urine	AMFEU	Corelab	si, solo PS	0	tutti	Urine estemporanee	Provetta Urine tappo verde	Ambiente
Amilasi	AMY	Corelab	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Amilasi pancreatica	AMYP	Corelab	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Amilasi urinaria	AMURU	Corelab	si	0	tutti	Urine delle 24 ore	Provetta Urine tappo beige	Ambiente
Ammonio	AMM1	Corelab	si	0	tutti	Plasma	Tappo viola EDTA	4°C
Anticorpi Anti - Tireoglobulina	ATG1	Corelab	no	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Anticorpi Anti - Tireoperossidasi	ATPO	Corelab	no	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
EBV, Epstein Barr Virus, Anticorpi Anti-EBNA IgG	EBNAG	Sierologia	no	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo blu gel separatore	Ambiente
EBV, Epstein Barr Virus, Anticorpi IgM	EBVLM	Sierologia	no	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo blu gel separatore	Ambiente
EBV, Epstein Barr Virus, Anticorpi Anti-VCA IgG	VCAGG	Sierologia	no	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo blu gel separatore	Ambiente
Rosolia, Rubeo, Anticorpi IgG	ROSG2	Sierologia	no	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo blu gel separatore	Ambiente
Rosolia, Rubeo, Anticorpi IgM	ROSOM	Sierologia	no	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo blu gel separatore	Ambiente
Toxoplasma gondii, Anticorpi IgG	TOXOG	Sierologia	no	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo blu gel separatore	Ambiente
Toxoplasma gondii, Anticorpi IgM	TOXOM	Sierologia	no	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo blu gel separatore	Ambiente
Treponema pallidum, Anticorpi Totali	TREPO	Sierologia	no	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo blu gel separatore	Ambiente
VZV, Varicella Zoster Virus, Anticorpi IgG	VZVG	Sierologia	no	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo blu gel separatore	Ambiente
VZV, Varicella Zoster Virus, Anticorpi IgM	VZVM	Sierologia	no	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo blu gel separatore	Ambiente
Antitrombina	AIII	Coagulazione	si	0	tutti	Plasma	Tappo celeste CITRATO	Ambiente
APC Resistenza, Resistenza alla Proteina C Attivata	APCR	Coagulazione	no	<=7	sab	Plasma	Tappo celeste CITRATO	Ambiente
Aptoglobina	APTO3	Corelab	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
AST, GOT, transaminasi aspartato aminotransferasi	AST	Corelab	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Barbiturici, urine	BARB1	Corelab	si, solo PS	0	tutti	Urine estemporanee	Provetta Urine tappo verde	Ambiente
Benzodiazepine, urine	BENZU	Corelab	si, solo PS	0	tutti	Urine estemporanee	Provetta Urine tappo verde	Ambiente
Beta HCG, Gonadotropina corionica	BHCG1	Corelab	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Beta2 Microglobulina	MGB2	Corelab	no	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Bilirubina diretta	BILD1	Corelab	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Bilirubina totale	BILT1	Corelab	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
C-Peptide	CPEPT	Corelab	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
C3, frazione del complemento	CC3	Corelab	no	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
C4, frazione del complemento	CC4	Corelab	no	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
CA 15.3	153CA	Corelab	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
CA 19.9	199CA	Corelab	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
CA125	125CA	Corelab	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Calcio	CA1	Corelab	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Calcio ionizzato	CAIO	Corelab	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Calcio urinario	CAURU	Corelab	si	0	tutti	Urine delle 24 ore	Provetta Urine tappo beige	Ambiente
Calcolo urinario, analisi	CALCO	Urine	no	0	tutti	Calcolo	Contenitore sterile	Ambiente
Cannabinoidi, urine	CANNU	Corelab	si, solo PS	0	tutti	Urine estemporanee	Provetta Urine tappo verde	Ambiente
Capacità ferro legante	CFL	Corelab	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
CEA, Antigene Carcino Embrionario	ACEA	Corelab	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Clearance della creatinina	CLEA1	Corelab	si	0	tutti	Urine delle 24 ore	Provetta Urine tappo beige	Ambiente
Cloro	CLOR	Corelab	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Cloro urinario	CLURU	Corelab	si	0	tutti	Urine delle 24 ore	Provetta Urine tappo beige	Ambiente
Clostridium, ricerca nelle feci	CDAG	Microbiologia	no	0	tutti	Feci	Contenitore sterile	Ambiente
CMV, Citomegalovirus, Anticorpi IgG	CMVGG	Sierologia	no	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo blu gel separatore	Ambiente
CMV, Citomegalovirus, Anticorpi Ig	CMVGM	Sierologia	no	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo blu gel separatore	Ambiente
CMV, Citomegalovirus, Reflex Test	CMVR	Sierologia	no	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo blu gel separatore	Ambiente
Cocaina, urine	COCAU	Corelab	si, solo PS	0	tutti	Urine estemporanee	Provetta Urine tappo verde	Ambiente
Colesterolo HDL	HDL1	Corelab	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Colesterolo LDL	LDL4	Corelab	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Colesterolo totale	CHOL	Corelab	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Cortisolo	CORTI	Corelab	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Cortisolo ore 8	COH8	Corelab	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Cortisolo urinario	UCORT	Corelab	si	0	tutti	Urine delle 24 ore	Provetta Urine tappo beige	Ambiente
Creatin kinasi	CPK	Corelab	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Creatin kinasi Massa	CPKMB	Corelab	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Creatinina	CREA	Corelab	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Creatinina droghe, urine	CREUT	Corelab	si	0	tutti	Urine estemporanee	Provetta Urine tappo verde	Ambiente
Creatinina urinaria	CREDU	Corelab	no	0	tutti	Urine estemporanee	Provetta Urine tappo beige	Ambiente
Creatinina urinaria 24h	CRUUR	Corelab	si	0	tutti	Urine delle 24 ore	Provetta Urine tappo beige	Ambiente
Crioglobuline	CRIO	Ematologia	no	<=3	tutti	Siero	Provetta tappo rosso	37°C
Curva glico-insulinemica da carico (6 punti)	CINS1	Corelab	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo/grigio gel separatore	Ambiente
D-Dimero	DIDI	Coagulazione	si	0	tutti	Plasma	Tappo celeste CITRATO	Ambiente
Deidroepiandrosterone solfato, DHEAS	DHEA	Corelab	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Digossina	DIGO	Corelab	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Elettroforesi delle proteine sieriche	EL1	Proteine	no	<=2	tutti	Siero	Tappo rosso gel separatore	Ambiente
Elettroforesi delle proteine urinarie	ELUR	Proteine	no	<=5	variabile	Urine estemporanee	Provetta Urine tappo beige	Ambiente
Emocromo	F	Ematologia	si	0	tutti	Sangue intero	Tappo viola EDTA	Ambiente
Emoglobina glicata	HGB	Proteine	no	<=2	tutti	Sangue intero	Tappo viola EDTA	Ambiente
Emoglobine patologiche (assetto emoglobinico)	HBPAT	Proteine	no	<=7 giorni	gio	Sangue intero	Tappo viola EDTA	Ambiente
Eritroblasti, percentuale	ERBP	Ematologia	si	0	tutti	Sangue intero	Tappo viola EDTA	Ambiente
Eritroblasti, valore assoluto	ERIT	Ematologia	si	0	tutti	Sangue intero	Tappo viola EDTA	Ambiente

TUTTI

Estradiolo	E2	Corelab	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Etanolo	ETOH	Corelab	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Etanolo, urine	ETUR	Corelab	si	0	tutti	Urine estemporanee	Provetta Urine tappo verde	Ambiente
Fattore Reumatoide, Reumatest	RF	Corelab	no	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Ferritina	FERR	Corelab	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Ferro	FERRO	Corelab	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
FHS, Ormone Follicolo Stimolante	FSH1	Corelab	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Fibrinogeno	FIBRI	Coagulazione	si	0	tutti	Plasma	Tappo celeste CITRATO	Ambiente
Fosfatasi alcalina	ALP1	Corelab	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Fosfatasi alcalina ossea (BAP)	BAP	Corelab	no	<=7 giorni	lun	Siero	Tappo giallo gel separatore	4°C
Fosforo	PHOS	Corelab	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Fosforo urinario	PURU	Corelab	si	0	tutti	Urine delle 24 ore	Provetta Urine tappo beige	Ambiente
FT3, Triiodotironina Libera	TF3	Corelab	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
FT4, Tiroxina Libera	TF4	Corelab	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Gamma Glutammitransferasi (gamma GT)	GGT1	Corelab	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Glucosio	GLUCO	Corelab	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Glucosio urinario	GLURU	Corelab	si	0	tutti	Urine estemporanee	Provetta Urine tappo beige	Ambiente
Glucosio, Curva da carico t0-t120	CG2	Corelab	no	0	tutti	Siero	Tappo grigio gel separatore	Ambiente
Glucosio, Curva da carico t0-t30-t60-t90-t120-t150-t180	CGL7	Corelab	no	0	tutti	Siero	Tappo grigio gel separatore	Ambiente
Glucosio, Curva da carico t0-t60-t120	CGLU	Corelab	no	0	tutti	Siero	Tappo grigio gel separatore	Ambiente
Glucosio, Curva da carico t0-t60-t120, gravidanza	CGRAV	Corelab	no	0	tutti	Siero	Tappo grigio gel separatore	Ambiente
Glucosio, t0	GLD	Corelab	si	0	tutti	Siero	Tappo grigio gel separatore	Ambiente
Glucosio, t120	GLT120	Corelab	si	0	tutti	Siero	Tappo grigio gel separatore	Ambiente
Glucosio, t150	GLT150	Corelab	si	0	tutti	Siero	Tappo grigio gel separatore	Ambiente
Glucosio, t180	GLT180	Corelab	si	0	tutti	Siero	Tappo grigio gel separatore	Ambiente
Glucosio, t30	GLT30	Corelab	si	0	tutti	Siero	Tappo grigio gel separatore	Ambiente
Glucosio, t60	GLT60	Corelab	si	0	tutti	Siero	Tappo grigio gel separatore	Ambiente
Glucosio, t90	GLT90	Corelab	si	0	tutti	Siero	Tappo grigio gel separatore	Ambiente
Gravidanza, Test	GRAV	Ematologia	no	0	tutti	Urine estemporanee	Provetta Urine tappo beige	Ambiente
HBV, Anticorpi Anti-Core Ig totali	HBCTO	Sierologia	no	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo blu gel separatore	Ambiente
HBV, Anticorpi Anti-Core IgM	HBCM	Sierologia	no	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo blu gel separatore	Ambiente
HBV, Anticorpi Anti-E Ig totali	HBEAB	Sierologia	no	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo blu gel separatore	Ambiente
HBV, Anticorpi Anti-S qualitativo	HBSTO	Sierologia	no	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo blu gel separatore	Ambiente
HBV, Anticorpi Anti-S quantitativo	HBAGQ	Sierologia	no	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo blu gel separatore	Ambiente
HBV, Antigene E	HBEAG	Sierologia	no	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo blu gel separatore	Ambiente
HBV, Antigene S	HBSG	Sierologia	si, solo ostetricia	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo blu gel separatore	Ambiente
HBV, Reflex Test	HBV2	Sierologia	no	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo blu gel separatore	Ambiente
HCV, Anticorpi totali	HCV	Sierologia	no	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo blu gel separatore	Ambiente
HIV, Anticorpi totali	HIV	Sierologia	no	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo blu gel separatore	Ambiente
Immunofissazione sierica	FISSA	Proteine	no	<=5	variabile	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Immunofissazione urinaria	IMFU	Proteine	no	<=5	variabile	Urine estemporanee	Provetta Urine tappo beige	Ambiente
Immunoglobulina A	IIGA	Corelab	no	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Immunoglobulina G	IIGG	Corelab	no	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Immunoglobulina M	IIGM	Corelab	no	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Insulina	INSU	Corelab	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Insulina, t0	INST0	Corelab	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Insulina, t120	INST120	Corelab	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Insulina, t150	INST150	Corelab	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Insulina, t180	INST180	Corelab	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Insulina, t30	INST30	Corelab	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Insulina, t60	INST60	Corelab	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Insulina, t90	INST90	Corelab	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Lattato	LATT	Corelab	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
LDH, Lattico deidrogenasi	LDH2	Corelab	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Legionella, ricerca antigeni urinari	LPNAG	Microbiologia	si	0	tutti	Urine	Contenitore sterile	Ambiente
Lipasi	LIPA	Corelab	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Liquido ascitico, esame chimico fisico	LASCI	Tutti	no	0	tutti	Liq. Ascitico	Contenitore sterile	Ambiente
Liquido cefalorachidiano, Liquor, esame chimico fisico	LIQ	Tutti	no	0	tutti	Liquor	Contenitore sterile	Ambiente
Liquido da versamento, esame chimico fisico	LVERS	Tutti	no	0	tutti	Liq. Versamento	Contenitore sterile	Ambiente
Liquido pericardico, esame chimico fisico	LCAR	Tutti	no	0	tutti	Liq. Pericardico	Contenitore sterile	Ambiente
Liquido peritoneale, esame chimico fisico	LPERT	Tutti	no	0	tutti	Liq. Peritoneale	Contenitore sterile	Ambiente
Liquido pleurico, esame chimico fisico	LIPLE	Tutti	no	0	tutti	Liq. Pleurico	Contenitore sterile	Ambiente
Liquido sinoviale, esame chimico fisico	LISIN	Tutti	no	0	tutti	Liq. Sinoviale	Contenitore sterile	Ambiente
Lito, litemia	LITIO	Corelab	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Magnesio	MAGN	Corelab	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Malaria, ricerca antigeni	MATR	Microbiologia	si	0	tutti	Sangue intero	Tappo viola EDTA	Ambiente
Metadone, urine	METAU	Corelab	no	0	tutti	Urine estemporanee	Provetta Urine tappo verde	Ambiente
Microalbuminuria o Albumina urinaria	ALBUG	Corelab	no	0	tutti	Urine delle 24 ore	Provetta Urine tappo beige	Ambiente
Microalbuminuria o Albumina urinaria	MALB	Corelab	no	0	tutti	Urine estemporanee	Provetta Urine tappo beige	Ambiente
Mioglobina	MIOG	Corelab	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Monotest	MONOT	Ematologia	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Omocisteina	OMOC2	Corelab	si	0	tutti	Plasma	Tappo viola EDTA	4°C
Oppiacei, urine	OPPIU	Corelab	si, solo PS	0	tutti	Urine estemporanee	Provetta Urine tappo verde	Ambiente
Ormone antimulleriano, AMH	AMH1	Corelab	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Paratormone, PTH	PTH	Corelab	no	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Potassio	POTAS	Corelab	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Potassio urinario	KURU	Corelab	si	0	tutti	Urine delle 24 ore	Provetta Urine tappo beige	Ambiente
proBNP, precursore del peptide natriuretico di tipo B	PBNP	Corelab	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Procalcitonina	PCT3	Corelab	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Progesterone	PROGE	Corelab	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Prolattina	PROL	Corelab	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Prolattina, dopo 30' riposo	PROL2	Corelab	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Prolattina, secondo prelievo dopo riposo	PROL3	Corelab	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Proteina C coagulativa	PC	Coagulazione	no	<=7	sab	Plasma	Tappo celeste CITRATO	Ambiente
Proteina C Reattiva	CRP	Corelab	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Proteina di Bence Jones, qualitativa	BEJO	Proteine	no	<=3	variabile	Urine estemporanee	Provetta Urine tappo beige	Ambiente
Proteina di Bence Jones, quantitativa	BEJ	Proteine	no	<=5	variabile	Urine estemporanee	Provetta Urine tappo beige	Ambiente
Proteina S libera	PS	Coagulazione	no	<=7	sab	Plasma	Tappo celeste CITRATO	Ambiente
Proteina totali	TP	Corelab	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Proteine totali urinarie	PRURU	Corelab	si	0	tutti	Urine estemporanee	Provetta Urine tappo beige	Ambiente

TUTTI

PSA, Antigene Prostatico Specifico (PSA) gruppo	PSLIB	Corelab	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
PSA, Antigene Prostatico Specifico libero	FPISA	Corelab	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
PSA, Antigene Prostatico Specifico Reflex	RPSA	Corelab	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
PSA, Antigene Prostatico Specifico totale	PSAT	Corelab	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Pseudocolinesterasi	PCHE	Corelab	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Reticoliti	RET	Ematologia	si	0	tutti	Sangue intero	Tappo viola EDTA	Ambiente
Ricerca SARS COV-19, RNA-PCR	RATNF	Microbiologia	si	0	tutti	Tampone rino-faringeo	Tampone con mezzo di trasporto	Ambiente
Ricerca Virus Influenza A, RNA-PCR	IFLUA	Microbiologia	si	0	tutti	Tampone rino-faringeo	Tampone con mezzo di trasporto	Ambiente
Ricerca Virus Influenza B, RNA-PCR	IFLUB	Microbiologia	si	0	tutti	Tampone rino-faringeo	Tampone con mezzo di trasporto	Ambiente
Ricerca Virus Respiratorio Sinciziale, RNA-PCR	SVTNF	Microbiologia	si	0	tutti	Tampone rino-faringeo	Tampone con mezzo di trasporto	Ambiente
Rosolia, Rubeo, Reflex Test	ROSA	Sierologia	no	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo blu gel separatore	Ambiente
Sangue Occulto, campione 1, ricerca	MY	Urine	no	<=7	sab	Feci	Contenitore con conservante	Ambiente
Sangue Occulto, campione 2, ricerca	MYB	Urine	no	<=7	sab	Feci	Contenitore con conservante	Ambiente
Sangue Occulto, campione 3, ricerca	MYC	Urine	no	<=7	sab	Feci	Contenitore con conservante	Ambiente
Sodio	SODIO	Corelab	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Sodio urinario	NAURU	Corelab	si	0	tutti	Urine delle 24 ore	Provetta Urine tappo beige	Ambiente
Streptococco pneumoniae, ricerca antigeni urinari	SPNAG	Microbiologia	si	0	tutti	Urine	Contenitore sterile	Ambiente
Tempo di Protrombina, tempo di Quick	Q	Coagulazione	si	0	tutti	Plasma	Tappo celeste CITRATO	Ambiente
Tempo di Tromboplastina Parziale Attivato	APTT	Coagulazione	si	0	tutti	Plasma	Tappo celeste CITRATO	Ambiente
Testosterone	TEST1	Corelab	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
THS reflex	TSHR1	Corelab	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Tireoglobulina, TG	TIREO	Corelab	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Titolo antistreptolisinico	ASO1	Corelab	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Toxoplasma gondii, Reflex Test	TOCA	Sierologia	no	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo blu gel separatore	Ambiente
Transferrina	TRF	Corelab	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Treponema pallidum, Reflex Test	TREPR	Sierologia	no	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo blu gel separatore	Ambiente
Trigliceridi	TRIG	Corelab	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Troponina ultrasensibile	HSTNI	Corelab	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
TSH, Tireotropina	TSH1	Corelab	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Urea	UREA	Corelab	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Urea urinaria	AZURU	Corelab	si	0	tutti	Urine delle 24 ore	Provetta Urine tappo beige	Ambiente
Urine, esame chimico-fisico	URN	Urine	no	0	tutti	Urine estemporanee	Provetta Urine tappo beige	Ambiente
VES, Velocità di eritrosedimentazione	VES	Ematologia	no	0	tutti	Sangue intero	Tappo viola EDTA	Ambiente
Vitamina B12	VB12	Corelab	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Vitamina D 1,25-OH	VITD1	Corelab	no	<=7 giorni	lun	Siero	Tappo giallo gel separatore	4°C
Vitamina D 25-OH	VITAD	Corelab	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	4°C