



UOSD Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologiche

ID-AC06-04

Catalogo delle prestazioni

Rev. n. 15 del 06/04/2024

Analita, sigla, sinonimi	Cod. Acc. TDS	Cod Acc. GST	Settore	In urgenza	Tempo di risposta in giorni lavorativi	Giorno di dosaggio	Materiale	Contenitore / Provetta	Temperatura di trasporto
Acidi biliari	ABIL		Chimica e Immunochimica	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Acido folico	FOL	FOL	Chimica e Immunochimica	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Acido urico	UA	AZ	Chimica e Immunochimica	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Acido urico urinario	UAUR	AZUR	Chimica e Immunochimica	no	0	tutti	Urine delle 24 ore	Provetta Urine tappo beige	Ambiente
Adenovirus, ricerca nelle feci	COAD		Microbiologia	no	0	tutti	Feci	Contenitore sterile	Ambiente
Albumina	ALB	ALB	Chimica e Immunochimica	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Alfafetoproteina	FETO	FETO	Chimica e Immunochimica	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Amfetaminic	AMFE	AMFE	Chimica e Immunochimica	si, solo PS	0	tutti	Urine estemporanee	Provetta Urine tappo verde	Ambiente
Amilasi	AM	AM	Chimica e Immunochimica	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Amilasi pancreatica	PAMY	PAMY	Chimica e Immunochimica	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Amilasi urinaria	AMUR	AMUR	Chimica e Immunochimica	si	0	tutti	Urine delle 24 ore	Provetta Urine tappo beige	Ambiente
Ammonio	NH3	AMM	Chimica e Immunochimica	si	0	tutti	Plasma	Tappo viola EDTA	4°C
Anticorpi Anti - Tiroglobulina	ATTRE	ATTRE	Chimica e Immunochimica	no	<=3	mar, ven	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Anticorpi Anti - Tiroperossidasi	TPO	TPO	Chimica e Immunochimica	no	<=3	mar, ven	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Anticorpi Anti-Citomegalovirus IgG	CMVGG	CMVG	Sierologia	no	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo blu gel separatore	Ambiente
Anticorpi Anti-Citomegalovirus IgM	CMVGM	CMVM	Sierologia	no	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo blu gel separatore	Ambiente
Anticorpi Anti-Core IgM Virus Epatite B	HBCAM	HBCABM	Sierologia	no	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo blu gel separatore	Ambiente
Anticorpi Anti-Core totali Virus Epatite B	HBCAB	HBCAB	Sierologia	no	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo blu gel separatore	Ambiente
Anticorpi Anti-E totali Virus Epatite B	HBEAB	HBEAB	Sierologia	no	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo blu gel separatore	Ambiente
Anticorpi Anti-Epatite A IgM	HAVMM	EPA	Sierologia	no	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo blu gel separatore	Ambiente
Anticorpi Anti-Epatite A Totali	HAVTO	HAVAB	Sierologia	no	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo blu gel separatore	Ambiente
Anticorpi Anti-Epatite C totali	HCVAB	HCV	Sierologia	no	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo blu gel separatore	Ambiente
Anticorpi Anti-HIV	HIVCO	HIV	Sierologia	no	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo blu gel separatore	Ambiente
Anticorpi Anti-Rosolia IgG	ROSG2	ROSG	Sierologia	no	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo blu gel separatore	Ambiente
Anticorpi Anti-Rosolia IgM	ROSM	ROSM	Sierologia	no	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo blu gel separatore	Ambiente
Anticorpi Anti-S Virus Epatite B	HBSAB	HBSAB	Sierologia	no	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo blu gel separatore	Ambiente
Anticorpi Anti-SARS-CoV2 Ig totali qual.	COVT		Sierologia	si	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo blu gel separatore	Ambiente
Anticorpi Anti-SARS-CoV2 IgG (anti S1 e S2) quant.	COSP		Sierologia	no	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo blu gel separatore	Ambiente
Anticorpi Anti-SARS-CoV2 IgG qual.	LCOVG		Sierologia	si	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo blu gel separatore	Ambiente
Anticorpi Anti-SARS-CoV2 IgM qual.	LCOVM		Sierologia	si	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo blu gel separatore	Ambiente
Anticorpi Anti-Toxoplasma IgG	TOXOG	TOXOG	Sierologia	no	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo blu gel separatore	Ambiente
Anticorpi Anti-Toxoplasma IgM	TOXOM	TOXOM	Sierologia	no	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo blu gel separatore	Ambiente
Anticorpi Anti-Treponema totali	TREPO	FTAG	Sierologia	no	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo blu gel separatore	Ambiente
Antigene E Virus Epatite B	HBEAG	HBEAG	Sierologia	no	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo blu gel separatore	Ambiente
Antigene S Virus Epatite B	HBSAG	HBSAG	Sierologia	si, solo ostetricia	<=2	lun, mer, ven	Siero	Tappo blu gel separatore	Ambiente
Antitrombina	AHI	AHI	Coagulazione	si	0	tutti	Plasma	Tappo celeste CITRATO	Ambiente
APC Resistenza, Resistenza alla Proteina C Attivata	APCR	APC	Coagulazione	no	<=7	sab	Plasma	Tappo celeste CITRATO	Ambiente
Aspirato tracheale	ASTR		Microbiologia	no	2-3	tutti		Contenitore sterile	Ambiente
Barbiturici	BARB	BARB	Chimica e Immunochimica	si, solo PS	0	tutti	Urine estemporanee	Provetta Urine tappo verde	Ambiente
Benzodiazepine	BENZO	BENZO	Chimica e Immunochimica	si, solo PS	0	tutti	Urine estemporanee	Provetta Urine tappo verde	Ambiente
Beta HCG, Gonadotropina corionica	BHCG	BHCG	Chimica e Immunochimica	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Beta2 Microglobulina	B2	B2	Chimica e Immunochimica	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Bilirubina totale	BILT	BILT	Chimica e Immunochimica	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Bilirubina totale e diretta	B	B	Chimica e Immunochimica	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Broncoaspirato	BASP		Microbiologia	no	2-3	tutti		Contenitore sterile	Ambiente
CA 15.3	CA153	CA153	Chimica e Immunochimica	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
CA 19.9	CA199	CA199	Chimica e Immunochimica	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
CA125	CA125	CA125	Chimica e Immunochimica	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Calcio	CA	CA	Chimica e Immunochimica	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Calcio urinario	CAUR	CAUR	Chimica e Immunochimica	si	0	tutti	Urine delle 24 ore	Provetta Urine tappo beige	Ambiente
Calcolo urinario, analisi	CALCO	CALC	Urine	no	0	tutti	Calcolo	Contenitore sterile	Ambiente
Campylobacter, ricerca nelle feci	COPC	COPRO	Microbiologia	no	2-3	tutti	Feci	Contenitore sterile	Ambiente
Cannabinoidi	CANNA	CANNA	Chimica e Immunochimica	si, solo PS	0	tutti	Urine estemporanee	Provetta Urine tappo verde	Ambiente
Capacità ferro legante	TRA2		Chimica e Immunochimica	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Catetere arterioso	CART		Microbiologia	no	2-3	tutti		Contenitore sterile	Ambiente
Catetere venoso centrale	CVC		Microbiologia	no	2-3	tutti		Contenitore sterile	Ambiente
Catetere vescicale	CVES		Microbiologia	no	2-3	tutti		Contenitore sterile	Ambiente
Catetere, punta	PUCAT		Microbiologia	no	2-3	tutti		Contenitore sterile	Ambiente
CEA, Antigene Carcino Embriionario	CEA	CEA	Chimica e Immunochimica	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Citomegalovirus (CMV), ricerca nella saliva	CMV		Microbiologia	no	0	tutti	Saliva	Tampone a secco	Ambiente
Clearance della creatinina	GLEAR	CLEAR	Chimica e Immunochimica	si	0	tutti	Urine delle 24 ore	Provetta Urine tappo beige	Ambiente
Cloro	CL	CLO	Chimica e Immunochimica	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Cloro urinario	CLUR	CLUR	Chimica e Immunochimica	si	0	tutti	Urine delle 24 ore	Provetta Urine tappo beige	Ambiente
Clostridium, ricerca nelle feci	CDAG	CLO	Microbiologia	no	0	tutti	Feci	Contenitore sterile	Ambiente
Cocaina	COCA	COCA	Chimica e Immunochimica	si, solo PS	0	tutti	Urine estemporanee	Provetta Urine tappo verde	Ambiente
Cholesterol HDL	HDL	HDL	Chimica e Immunochimica	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Cholesterol LDL	LDL	LDL	Chimica e Immunochimica	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Cholesterol totale	COL	COL	Chimica e Immunochimica	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Colinesterasi	CHS	CHS	Chimica e Immunochimica	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Culturale generico, ricerca aerobi	COLAE		Microbiologia	no	2-3	tutti		Contenitore sterile	Ambiente
Culturale generico, ricerca anaerobi	COLAN		Microbiologia	no	2-3	tutti		Contenitore sterile	Ambiente
Coprocultura	COPR	COPRO	Microbiologia	no	2-3	tutti	Feci	Contenitore sterile	Ambiente
Creatin kinasi	CK	CK	Chimica e Immunochimica	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Creatin kinasi Massa	CKM	MASSA	Chimica e Immunochimica	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Creatinina	CRE	CRE	Chimica e Immunochimica	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Creatinina droghe	CRHUD		Chimica e Immunochimica	si	0	tutti	Urine estemporanee	Provetta Urine tappo verde	Ambiente
Creatinina urinaria	CRIFD	CRUR	Chimica e Immunochimica	no	0	tutti	Urine estemporanee	Provetta Urine tappo beige	Ambiente
Creatinina urinaria 24h	CRFUR	CREUR	Chimica e Immunochimica	si	0	tutti	Urine delle 24 ore	Provetta Urine tappo beige	Ambiente
Crioglobuline	CRIO	CRIO	Ematologia	no	<=3	tutti	Siero	Provetta tappo rosso	37°C
Curva glicemica da carico, gravidanza (3 punti)	OGT		Chimica e Immunochimica	no	0	tutti	Siero	Tappo grigio gel separatore	Ambiente
Curva glicemica da carico (2 punti)	CGA		Chimica e Immunochimica	no	0	tutti	Siero	Tappo grigio gel separatore	Ambiente
Curva glicemica da carico (6 punti)	CINS		Chimica e Immunochimica	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
D-Dimero	DIDI	DIDI	Coagulazione	si	0	tutti	Plasma	Tappo celeste CITRATO	Ambiente
Digossina	DIG	DIG	Chimica e Immunochimica	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Elettroforesi delle proteine sieriche	ELI	EL	Proteine	no	<=1	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Elettroforesi delle proteine urinarie	ELUR		Proteine	no	<=5	variabile	Urine estemporanee	Provetta Urine tappo beige	Ambiente

TUTTI

Emocoltura 1, ricerca aerobi	EVPA		Microbiologia	no	<=7	tutti	Sangue intero	Flacone per aerobi	Ambiente
Emocoltura 1, ricerca anaerobi	EVPN		Microbiologia	no	<=7	tutti	Sangue intero	Flacone per anaerobi	Ambiente
Emocoltura 2, ricerca aerobi	E2VPA		Microbiologia	no	<=7	tutti	Sangue intero	Flacone per aerobi	Ambiente
Emocoltura 2, ricerca anaerobi	E2VPN		Microbiologia	no	<=7	tutti	Sangue intero	Flacone per anaerobi	Ambiente
Emocoltura 3, ricerca aerobi	E3VPA		Microbiologia	no	<=7	tutti	Sangue intero	Flacone per aerobi	Ambiente
Emocoltura 3, ricerca anaerobi	E3VPN		Microbiologia	no	<=7	tutti	Sangue intero	Flacone per anaerobi	Ambiente
Emocoltura pediatrica	EPED		Microbiologia	no	<=7	tutti	Sangue intero	Flacone per aerobi	Ambiente
Emocromo	F	F	Ematologia	si	0	tutti	Sangue intero	Tappo viola EDTA	Ambiente
Emoglobina glicata	HBG	HBGLI	Proteine	no	<=1	tutti	Sangue intero	Tappo viola EDTA	Ambiente
Emoglobine patologiche (assetto emoglobinico)	HBPAT	HBPAT	Proteine	no	<=7 giorni	mar	Sangue intero	Tappo viola EDTA	Ambiente
Eritroblasti, percentuale	ERBP		Ematologia	si	0	tutti	Sangue intero	Tappo viola EDTA	Ambiente
Eritroblasti, valore assoluto	ERT		Ematologia	si	0	tutti	Sangue intero	Tappo viola EDTA	Ambiente
Escreato / Espettorato	ESP		Microbiologia	no	2-3	tutti		Contenitore sterile	Ambiente
Estradiolo	EST	EST	Chimica e Immunochimica	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Etanolo	ET		Chimica e Immunochimica	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Etanolo urinario	ETU		Chimica e Immunochimica	si	0	tutti	Urine estemporanee	Provetta Urine tappo verde	Ambiente
Fattore Reumatoide, Reumatest	RT	RT	Chimica e Immunochimica	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Ferritina	FERRI	FERRI	Chimica e Immunochimica	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Ferro	FE	FE	Chimica e Immunochimica	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
FHS, Ormone Follicolo Stimolante	FSH	FSH	Chimica e Immunochimica	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Fibrinogeno	FIBRI	FIBR	Coagulazione	si	0	tutti	Plasma	Tappo celeste CITRATO	Ambiente
Fosfatasi alcalina	ALP	ALP	Chimica e Immunochimica	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Fosforo	P	P	Chimica e Immunochimica	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Fosforo urinario	PUR	PUR	Chimica e Immunochimica	si	0	tutti	Urine delle 24 ore	Provetta Urine tappo beige	Ambiente
Free Beta HCG	FBET2	HCGFREE	Chimica e Immunochimica	no	<=7 giorni	mer	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
FT3, Triiodotironina Libera	FT3	FT3	Chimica e Immunochimica	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
FT4, Tiroxina Libera	FT4	FT4	Chimica e Immunochimica	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Gamma Glutamyltransferasi (gamma G1)	GGT	GGT	Chimica e Immunochimica	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Glucosio	GL	GL	Chimica e Immunochimica	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Glucosio urinario	GLUR	GLUR	Chimica e Immunochimica	si	0	tutti	Urine estemporanee	Provetta Urine tappo beige	Ambiente
GOT, Transaminasi glutammico-ossalacetica	GO	GO	Chimica e Immunochimica	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
GPT, Transaminasi Gluttammico-Piruvica	GP	GP	Chimica e Immunochimica	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Gravidanza, Test	GRAV	GRAV	Ematologia	no	0	tutti	Urine estemporanee	Provetta Urine tappo beige	Ambiente
H. influenzae, ricerca nell'escreato	HIIS		Microbiologia	no	2-3	tutti		Contenitore sterile	Ambiente
Helicobacter, ricerca nelle feci	COHP	HELI	Microbiologia	no	0	tutti	Feci	Contenitore sterile	Ambiente
Immunofissazione sierica	FISSA	IMF	Proteine	no	<=5	variabile	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Immunofissazione urinaria	IMFU		Proteine	no	<=5	variabile	Urine estemporanee	Provetta Urine tappo beige	Ambiente
Immunoglobulina A	IGA	IGA	Chimica e Immunochimica	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Immunoglobulina G	IGG	IGG	Chimica e Immunochimica	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Immunoglobulina M	IGM	IGM	Chimica e Immunochimica	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Insulina	INS	INS	Chimica e Immunochimica	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Lavaggio broncoalveolare (BAL), ricerca aerobi	BAL		Microbiologia	no	2-3	tutti		Contenitore sterile	Ambiente
Lavaggio broncoalveolare (BAL), ricerca anaerobi	BALA		Microbiologia	no	2-3	tutti		Contenitore sterile	Ambiente
LDH, Lattico deidrogenasi	LDH	LDH	Chimica e Immunochimica	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Legionella, ricerca antigeni urinari	LPNAG		Microbiologia	si	0	tutti	Urine	Contenitore sterile	Ambiente
LH, Ormone Luteinizzante	LH	LH	Chimica e Immunochimica	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Lipasi	LIP	LIP	Chimica e Immunochimica	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Liquido articolare, esame chimico fisico	LSINO		Tutti	no	0	tutti		Contenitore sterile	Ambiente
Liquido ascitico / peritoneale, ricerca aerobi	EASCA		Microbiologia	no	2-3	tutti		Contenitore sterile	Ambiente
Liquido ascitico / peritoneale, ricerca anaerobi	EASCN		Microbiologia	no	2-3	tutti		Contenitore sterile	Ambiente
Liquido di articolare / sinoviale, ricerca aerobi	LARA		Microbiologia	no	2-3	tutti		Contenitore sterile	Ambiente
Liquido di articolare / sinoviale, ricerca anaerobi	LARN		Microbiologia	no	2-3	tutti		Contenitore sterile	Ambiente
Liquido di drenaggio, ricerca aerobi	EDREA		Microbiologia	no	2-3	tutti		Contenitore sterile	Ambiente
Liquido di drenaggio, ricerca anaerobi	EDREN		Microbiologia	no	2-3	tutti		Contenitore sterile	Ambiente
Liquido di generico, ricerca aerobi	ELBIA		Microbiologia	no	2-3	tutti		Contenitore sterile	Ambiente
Liquido di generico, ricerca anaerobi	ELBIN		Microbiologia	no	2-3	tutti		Contenitore sterile	Ambiente
Liquido di pleurico, ricerca aerobi	EPLFA		Microbiologia	no	2-3	tutti		Contenitore sterile	Ambiente
Liquido di pleurico, ricerca anaerobi	EPLEN		Microbiologia	no	2-3	tutti		Contenitore sterile	Ambiente
Liquido drenaggio, esame chimico fisico	LDREN		Tutti	no	0	tutti		Contenitore sterile	Ambiente
Liquido peritoneale, esame chimico fisico	LPERI		Tutti	no	0	tutti		Contenitore sterile	Ambiente
Liquido peritoneale, esame chimico fisico, dialisi peritoneale	LIPER		Tutti	no	0	tutti		Contenitore sterile	Ambiente
Liquido pleurico, esame chimico fisico	LPLEU		Tutti	no	0	tutti		Contenitore sterile	Ambiente
Liquido sinoviale, esame chimico fisico	LSINO		Tutti	no	0	tutti		Contenitore sterile	Ambiente
Magnesio	MG	MG	Chimica e Immunochimica	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Malaria, ricerca antigeni	MATR		Microbiologia	si	0	tutti	Sangue intero	Tappo viola EDTA	Ambiente
Malaria, ricerca su striscio sottile	MASS		Microbiologia	si	0	tutti	Sangue intero	Tappo viola EDTA	Ambiente
Metadone	MIETA	MIETA	Chimica e Immunochimica	no	0	tutti	Urine estemporanee	Provetta Urine tappo verde	Ambiente
Microalbuminuria o Albumina urinaria	MAU	MICAL	Chimica e Immunochimica	no	0	tutti	Urine estemporanee	Provetta Urine tappo beige	Ambiente
Mioglobina	MIO	MIO	Chimica e Immunochimica	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Monotest	MONOT	MT	Ematologia	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Norovirus, ricerca nelle feci	NORO		Microbiologia	no	0	tutti	Feci	Contenitore sterile	Ambiente
Oppiacei	OPPIO	OPPIO	Chimica e Immunochimica	si, solo PS	0	tutti	Urine estemporanee	Provetta Urine tappo verde	Ambiente
Papp-A	PAPP2		Chimica e Immunochimica	no	<=7 giorni	mer	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Parassiti campione 1, ricerca nelle feci	PA1F		Microbiologia	no	0	tutti	Feci	Contenitore sterile	Ambiente
Parassiti campione 2, ricerca nelle feci	PA2F		Microbiologia	no	0	tutti	Feci	Contenitore sterile	Ambiente
Parassiti campione 3, ricerca nelle feci	PA3F		Microbiologia	no	0	tutti	Feci	Contenitore sterile	Ambiente
Paratormone, PTH	PTH		Chimica e Immunochimica	no	<=2	lan, mer, ven	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
PCR Multiplex, tampone cervicale	MPXCE		Microbiologia	no	<=10	/		Tampone con mezzo di trasporto	Ambiente
PCR Multiplex, tampone uretrale	MPXTU		Microbiologia	no	<=10	/		Tampone con mezzo di trasporto	Ambiente
PCR Multiplex, urine	MPXUR		Microbiologia	no	<=10	/		Contenitore sterile	Ambiente
Potassio	K	K	Chimica e Immunochimica	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Potassio urinario	KUR	KUR	Chimica e Immunochimica	si	0	tutti	Urine delle 24 ore	Provetta Urine tappo beige	Ambiente
proBNP, precursore del peptide natriuretico di tipo B	BNP2		Chimica e Immunochimica	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Procalcitonina	PCT		Chimica e Immunochimica	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Progesterone	PROG	PROG	Chimica e Immunochimica	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Prolattina	PRL		Chimica e Immunochimica	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Prolattina (2 punti)	PRL30		Chimica e Immunochimica	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Proteina C coagulativa	PC	PC	Coagulazione	no	<=7	sab	Plasma	Tappo celeste CITRATO	Ambiente
Proteina C Reattiva	PCR	PCR	Chimica e Immunochimica	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Proteina di Bence Jones, qualitativa	BEJO		Proteine	no	<=3	variabile	Urine estemporanee	Provetta Urine tappo beige	Ambiente
Proteina di Bence Jones, quantitativa	BEIJ		Proteine	no	<=5	variabile	Urine estemporanee	Provetta Urine tappo beige	Ambiente
Proteina S libera	PS	PS	Coagulazione	no	<=7	sab	Plasma	Tappo celeste CITRATO	Ambiente
Proteina totali	PT	PT	Chimica e Immunochimica	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Proteine totali urinarie	PRUR		Chimica e Immunochimica	si	0	tutti	Urine estemporanee	Provetta Urine tappo beige	Ambiente
Prove di sterilità	TSUS		Microbiologia	no	2-3	tutti		Tampone con mezzo di trasporto	Ambiente
Prove di sterilità	PSUS		Microbiologia	no	2-3	tutti		Tampone con mezzo di trasporto	Ambiente
PSA, Antigene Prostatico Specifico (PSA) gruppo	PSLIB			no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente

TUTTI

PSA, Antigene Prostatico Specifico libero	PSAL	PSLIB	Chimica e Immunochimica	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
PSA, Antigene Prostatico Specifico Reflex	PSAR		Chimica e Immunochimica	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
PSA, Antigene Prostatico Specifico totale	PSA	PSA	Chimica e Immunochimica	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Pus, ricerca aerobi	PUS		Microbiologia	no	2-3	tutti		Contenitore sterile	Ambiente
Pus, ricerca anaerobi	PUSA		Microbiologia	no	2-3	tutti		Contenitore sterile	Ambiente
Reticolociti	RET	RET	Ematologia	si	0	tutti	Sangue intero	Tappo viola EDTA	Ambiente
Rotavirus, ricerca nelle feci	CORO		Microbiologia	no	0	tutti	Feci	Contenitore sterile	Ambiente
S pneumoniae, ricerca antigeni urinari	SPNAG		Microbiologia	si	0	tutti	Urine	Contenitore sterile	Ambiente
Salmonella, ricerca nelle feci	COPS	COPRO	Microbiologia	no	2-3	tutti	Feci	Contenitore sterile	Ambiente
Sangue Occulto, campione 1, ricerca	MY	MY	Urine	no	<=7	sab	Feci	Contenitore con conservante	Ambiente
Sangue Occulto, campione 2, ricerca	MYB	MY2	Urine	no	<=7	sab	Feci	Contenitore con conservante	Ambiente
Sangue Occulto, campione 3, ricerca	MYC	MY3	Urine	no	<=7	sab	Feci	Contenitore con conservante	Ambiente
Scotch test campione 1, ricerca ossiuri	SCOT1		Microbiologia	no	0	tutti		Scotch trasparente su vetrino	Ambiente
Scotch test campione 2, ricerca ossiuri	SCOT2		Microbiologia	no	0	tutti		Vetrino	Ambiente
Scotch test campione 3, ricerca ossiuri	SCOT3		Microbiologia	no	0	tutti		Vetrino	Ambiente
Secrezione prostatica	SEPRO		Microbiologia	no	2-3	tutti	Sperma	Contenitore sterile	Ambiente
Sodio	NA	NA	Chimica e Immunochimica	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Sodio urinario	NAUR	NAUR	Chimica e Immunochimica	si	0	tutti	Urine delle 24 ore	Provetta Urine tappo beige	Ambiente
Sperma	LSE		Microbiologia	no	2-3	tutti		Contenitore sterile	Ambiente
Tampone auricolare	TAU	TAUR	Microbiologia	no	2-3	tutti		Tampone con mezzo di trasporto	Ambiente
Tampone auricolare destro	TAUD	TAURDC	Microbiologia	no	2-3	tutti		Tampone con mezzo di trasporto	Ambiente
Tampone auricolare destro per H. influenzae	HAAD		Microbiologia	no	2-3	tutti		Tampone con mezzo di trasporto	Ambiente
Tampone auricolare sinistro	TAUS	TAURSC	Microbiologia	no	2-3	tutti		Tampone con mezzo di trasporto	Ambiente
Tampone auricolare sinistro per H. influenzae	HAS		Microbiologia	no	2-3	tutti		Tampone con mezzo di trasporto	Ambiente
Tampone balano-prepuziale	TBAL	TBAL	Microbiologia	no	2-3	tutti		Tampone con mezzo di trasporto	Ambiente
Tampone cutaneo	TCUT	TCUT	Microbiologia	no	2-3	tutti		Tampone con mezzo di trasporto	Ambiente
Tampone faringo	TFI	TFAR	Microbiologia	no	2-3	tutti		Tampone con mezzo di trasporto	Ambiente
Tampone faringo per H. influenzae	HIF		Microbiologia	no	2-3	tutti		Tampone con mezzo di trasporto	Ambiente
Tampone faringo per N. meningitidis	TFN		Microbiologia	no	2-3	tutti		Tampone con mezzo di trasporto	Ambiente
Tampone faringo per S. pyogenes	TF		Microbiologia	no	2-3	tutti		Tampone con mezzo di trasporto	Ambiente
Tampone ferita	TFER	TFER	Microbiologia	no	2-3	tutti		Tampone con mezzo di trasporto	Ambiente
Tampone generico	TGEN		Microbiologia	no	2-3	tutti		Tampone con mezzo di trasporto	Ambiente
Tampone linguale	TLIN	TLIN	Microbiologia	no	2-3	tutti		Tampone con mezzo di trasporto	Ambiente
Tampone molecolare SARS CoV2, rapido	RAINF		Microbiologia	si	0	tutti		Tampone con mezzo di trasporto	
Tampone nasale	TN	TNAS	Microbiologia	no	2-3	tutti		Tampone con mezzo di trasporto	Ambiente
Tampone nasale destro	TND		Microbiologia	no	2-3	tutti		Tampone con mezzo di trasporto	Ambiente
Tampone nasale destro per N. meningitidis	TNDN		Microbiologia	no	2-3	tutti		Tampone con mezzo di trasporto	Ambiente
Tampone nasale sinistro	TNS		Microbiologia	no	2-3	tutti		Tampone con mezzo di trasporto	Ambiente
Tampone nasale sinistro per N. meningitidis	TNSN		Microbiologia	no	2-3	tutti		Tampone con mezzo di trasporto	Ambiente
Tampone oculare	TOCU	TOCU	Microbiologia	no	2-3	tutti		Tampone con mezzo di trasporto	Ambiente
Tampone oculare destro	TOCD		Microbiologia	no	2-3	tutti		Tampone con mezzo di trasporto	Ambiente
Tampone oculare destro per N. meningitidis	TODN		Microbiologia	no	2-3	tutti		Tampone con mezzo di trasporto	Ambiente
Tampone oculare sinistro	TOCS		Microbiologia	no	2-3	tutti		Tampone con mezzo di trasporto	Ambiente
Tampone oculare sinistro per N. meningitidis	TOSN		Microbiologia	no	2-3	tutti		Tampone con mezzo di trasporto	Ambiente
Tampone ombelicale	TOMB	TOMB	Microbiologia	no	2-3	tutti		Tampone con mezzo di trasporto	Ambiente
Tampone rettale	TRE	TRET	Microbiologia	no	2-3	tutti		Tampone con mezzo di trasporto	Ambiente
Tampone rettale per germi multiresistenti	TREM		Microbiologia	no	2-3	tutti		Tampone con mezzo di trasporto	Ambiente
Tampone ulcera	TULC		Microbiologia	no	2-3	tutti		Tampone con mezzo di trasporto	Ambiente
Tampone unghia	TUNG	TUNG	Microbiologia	no	2-3	tutti		Tampone con mezzo di trasporto	Ambiente
Tampone uretrale	TURE	TURE	Microbiologia	no	2-3	tutti		Tampone con mezzo di trasporto	Ambiente
Tampone vaginale	TVA		Microbiologia	no	2-3	tutti		Tampone con mezzo di trasporto	Ambiente
Tampone vaginale per beta-emolitico (S. agalactiae)	TVGB		Microbiologia	no	2-3	tutti		Tampone con mezzo di trasporto	Ambiente
Tampone vagino-rettale	TVR		Microbiologia	no	2-3	tutti		Tampone con mezzo di trasporto	Ambiente
Tampone vulvare	TVUL		Microbiologia	no	2-3	tutti		Tampone con mezzo di trasporto	Ambiente
Tampone vulvare per H. influenzae	HIVU		Microbiologia	no	2-3	tutti		Tampone con mezzo di trasporto	Ambiente
Tempo di Protrombina, tempo di Quick	Q	Q	Coagulazione	si	0	tutti	Plasma	Tappo celeste CITRATO	Ambiente
Tempo di Tromboplastina Parziale Attivato	APIT	PTT	Coagulazione	si	0	tutti	Plasma	Tappo celeste CITRATO	Ambiente
Testosterone	TEST	TEST	Chimica e Immunochimica	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
TSH reflex	TSHR		Chimica e Immunochimica	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Titolo antistreptolisimico	ASO	ASO	Chimica e Immunochimica	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Transferrina	TRA	TRAN	Chimica e Immunochimica	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Trigliceridi	TR	TR	Chimica e Immunochimica	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Troponina ultrasensibile	TROT		Chimica e Immunochimica	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
TSH, Tireotropina	TSH	TSH	Chimica e Immunochimica	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Urea	AZ	AZ	Chimica e Immunochimica	si	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Urea urinaria	AZUR	AZUR	Chimica e Immunochimica	si	0	tutti	Urine delle 24 ore	Provetta Urine tappo beige	Ambiente
Urine da catetere, colturale	URCV		Microbiologia	no	2-3	tutti	Urine	Contenitore sterile	Ambiente
Urine rene destro, colturale	URND		Microbiologia	no	2-3	tutti	Urine	Contenitore sterile	Ambiente
Urine rene sinistro, colturale	URNS		Microbiologia	no	2-3	tutti	Urine	Contenitore sterile	Ambiente
Urine, colturale	URDP	UCOL	Microbiologia	no	2-3	tutti	Urine estemporanee	Contenitore sterile	Ambiente
Urine, esame chimico-fisico	URN	UR	Urine	no	0	tutti	Urine estemporanee	Provetta Urine tappo beige	Ambiente
VES, Velocità di eritrosedimentazione	VES		Ematologia	no	0	tutti	Sangue intero	Tappo viola EDTA	Ambiente
Vitamina B12	B12	B12	Chimica e Immunochimica	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	Ambiente
Vitamina D	VITD		Chimica e Immunochimica	no	0	tutti	Siero	Tappo giallo gel separatore	4°C
Yersinia, ricerca nelle feci	COPY		Microbiologia	no	2-3	tutti	Feci	Contenitore sterile	Ambiente