

Analyte	Synonyms and Acronyms	Specimen Type	Waiting Time (gg)	Main Notes
Acidi Biliari Totali	Colalemia, Acidi Colici	Tappo giallo	0-3	prelievo a digiuno
Acido folico	Folati	Tappo giallo	0	prelievo a digiuno
Acido Urico	Uricemia, Urati	Tappo giallo	0	prelievo a digiuno
Acido Urico nelle Urine	Uricuria, Urati urine	urine 24h	0	L'ESAME SI ESEGUE SU URINE DELLE 24 ORE. VEDI MODALITA' RACCOLTA
Adrenocorticotropo Ormone	ACTH	Tappo giallo	0	VARIAZIONE RITMICA CIRCADIANA - INTERFERENZA CON LA CAFFEINA
Albumina	Albumina serica	Tappo giallo	0	
Albumina nelle Urine	Albuminuria	urine 24h	0	L'ESAME SI ESEGUE SU URINE DELLE 24 ORE. VEDI MODALITA' RACCOLTA
Alcoolemia	Etanolo	Tappo giallo	0	
Alcool urinario	Alcoluria	urina fresca	0	
Alfa Feto Proteina	AFP	Tappo giallo	0	
Alfa Feto Proteina (Gravidanza)	AFP	Tappo giallo	0	INDICARE LA SETTIMANA DI GRAVIDANZA
Amfetamine nelle Urine (ricerca)	MDA	urine	0	
Amilasi	Amilasi totale	Tappo giallo	0	prelievo a digiuno
Amilasi nelle Urine	Amilasuria	urine 24h	0	L'ESAME SI ESEGUE SU URINE DELLE 24 ORE. VEDI MODALITA' RACCOLTA
Amilasi pancreatica	Diastasi Pancreatica	Tappo giallo	0	prelievo a digiuno
Ammonio	Ammoniaca	tappo rosa	0	prelievo a digiuno
Antigene CA 15.3	CA 15.3, BREAST	Tappo giallo	0	
Antigene CA 125	CA 125	Tappo giallo	0	
Antigene Carboidrato 19.9	CA 19.9 GICA	Tappo giallo	0	
Antigene Carcino Embrionario	CEA	Tappo giallo	0	
Antigene HBe	Antigene "e"	Tappo giallo	0	
Antigene HBs	Antigene Australia, AU, Antigene di Superficie, HBSAG	Tappo giallo	0	
Antigene Prostatico Specifico tot.	PSA totale	Tappo giallo	0	
Antigene Prostatico Specifico Libero	Free-PSA, PSA Libero	Tappo giallo	0	E' IMPORTANTE IL RAPPORTO PSAI/PSAt/I
Anticorpi Anti Citomegalovirus IgG	CMV-G	Tappo giallo	0	INDICARE EVENTUALI PRECEDENTI DOSAGGI
Anticorpi Anti Citomegalovirus IgM	CMV-M	Tappo giallo	0	INDICARE EVENTUALI PRECEDENTI DOSAGGI
Anticorpi anti Spike Cov19	Anti Spike	Tappo giallo	0	
Anticorpi anti Covid19 Totali	Anti Covid19 tot	Tappo giallo	0	
Anticorpi Anti Endomisio	EMA	Tappo giallo		Ogni 15 giorni
Anticorpi Anti Epatite A IgM	HAV IgM	Tappo giallo	0	
Anticorpi Anti Hbc IgM	Anticorpo Core IgM	Tappo giallo	0	
Anticorpi Anti Hbc Totale	Anticorpo Core	Tappo giallo	0	
Anticorpi Anti HBe	Anticorpo "e"	Tappo giallo	0	
Anticorpi Anti Herpesvirus 1-2 IgG	HSV-G	Tappo giallo	0	INDICARE EVENTUALI PRECEDENTI DOSAGGI
Anticorpi Anti Herpesvirus 1-2 IgM	HSV-M	Tappo giallo	0	INDICARE EVENTUALI PRECEDENTI DOSAGGI
Anticorpi Anti Epatite C Totali	HCV Ab	Tappo giallo	0	
Anticorpi Anti Rosolia IgG	Rubeo G RUV-G	Tappo giallo	0	INDICARE EVENTUALI PRECEDENTI DOSAGGI
Anticorpi Anti Rosolia IgM	Rubeo M RUV-M	Tappo giallo	0	INDICARE EVENTUALI PRECEDENTI DOSAGGI
Anticorpi Anti Tireoglobulina	ATG	Tappo giallo	0-3	si effettua il mercoledì e sabato
Anticorpi Anti Toxoplasma IgG	TOXO-G	Tappo giallo	0	INDICARE EVENTUALI PRECEDENTI DOSAGGI
Anticorpi Anti Toxoplasma IgM	TOXO-M	Tappo giallo	0	INDICARE EVENTUALI PRECEDENTI DOSAGGI
Anticorpi Anti Transglutaminasi IgG	Attg	Tappo giallo	7	si effettua il venerdì
Anticorpi Anti Transglutaminasi IgA		Tappo giallo	7	si effettua il venerdì
Anticorpi Anti Perossidasi	TPO	Tappo giallo	0-3	si effettua il mercoledì e sabato
Antitrombina III^A	AT III ^A	tappo azzurro	0	
APC Resistance	APC	tappo azzurro	vene.	si effettua il venerdì
Aptoglobina	HPT	tappo azzurro	0	
APTT	T.Tromboplastina parziale	tappo azzurro	0	
Beta HCG	Gonadotropina Corionica	Tappo giallo	0	
Beta HCG nelle Urine	Gonadotropina Corionica	urine fresche	0	INDICARE IL PERIODO DI GRAVIDANZA
Beta 2 microglobulina	Beta 2 Micro	Tappo giallo	0	
BILIRUBINA		Tappo giallo		
<i>Bilirubina Diretta</i>		Tappo giallo	0	prelievo a digiuno
<i>Bilirubina Indiretta</i>		Tappo giallo		
<i>Bilirubina Totale</i>		Tappo giallo		
BNP	Pro-BNP Brain Natriuretic Peptide	Tappo giallo	0	PREVENZIONE INSUFFICIENZA CARDIACA
Calcio	Calcemia, Ca	Tappo giallo	0	VARIAZIONE RITMICA CIRCADIANA
Calcio nelle Urine	Calciuria	urine 24h	0	L'ESAME SI ESEGUE SU URINE DELLE 24 ORE. VEDI MODALITA' RACCOLTA
Calcolo Urinario			0	
Calprotectina		Feci	0	Feci, ritirare il contenitore specifico in laboratorio
Cannabinoidi nelle Urine (ricerca)	THC	urine fresche	0	

Analita	Sinonimi ed Acronimi	Tipologia di provetta	Tempo di attesa (gg)	Note Principali
Capacità Ferro Legante	TIBC	Tappo giallo	0	
CATENE LEGGERE SERICHE		Tappo giallo		
<i>tipo Kappa</i>	Ig Catena L tipo Kappa	Tappo giallo	0	
<i>tipo Lambda</i>	Ig Catena L tipo Lambda	Tappo giallo		
<i>Rapporto Kappa/Lambda</i>	Rapporto Kappa/Lambda	Tappo giallo		
CATENE LEGGERE URINARIE				
<i>Kappa</i>	Ig Catena L tipo Kappa	urine fresche	0	
<i>Lambda</i>	Ig Catena L tipo Lambda			
<i>Rapporto Kappa/Lambda</i>	Rapporto Kappa/Lambda			
Clearance della Creatinina		urine 24h	0	Portare anche le urine delle 24 h, annotare la diuresi
Cloro	Cloremia	Tappo giallo	0	INTERFERENZA DI DIURETICI E STEROIDI
Cloro nelle Urine	Cloruri	urine 24h	0	INTERFERENZA DI DIURETICI E STEROIDI
Cocaina nelle Urine (ricerca)		urine fresche	0	
Colesterolo HDL	Lipoproteina Alta Densità	Tappo giallo	0	Prelievo a digiuno
Colesterolo LDL	Lipoproteina Bassa Dens.	Tappo giallo	0	prelievo a digiuno
Colesterolo Totale	Colesterolemia	Tappo giallo	0	prelievo a digiuno
Colinesterasi	CHE, Pseudocolinesterasi	Tappo giallo	0	
COMPLEMENTO				
<i>Complemento C3</i>		Tappo giallo	0-3	si effettua il mercoledì e sabato
<i>Complemento C4</i>		Tappo giallo	0-3	si effettua il mercoledì e sabato
Cortisolo	Cortisolemia	Tappo giallo	0	VARIAZIONE RITMICA CIRCADIANA - INTERFERENZA CON LA CAFFEINA
Cortisolo nelle Urine	Cortisolemia	urine 24h	15	Ogni 15 giorni
CK	CPK, Creatinfosfochinasi	Tappo giallo	0	EVITARE LO STRESS MUSCOLARE NEI GIORNI PRIMA DEL PRELIEVO
CK MB Massa	Isoenzima MB Massa	Tappo giallo	0	
Creatinina	Creatininemia	Tappo giallo	0	
Creatinina nelle Urine	Creatininuria	urine 24h	0	
Crioglobuline	Crioglobulinemia	Provetta senza GEL	3	SCALDARE IMMEDIATAMENTE A 37°. VEDI MODALITA' DI PRELIEVO
CURVA GLICEMICA DA CARICO				
Curva glicemica a 6 prelievi	Curva 6 prelievi, GTTO		0	E' previsto un carico di glucosio BASE, 30', 60', 90', 120', 180'
Curva glicemica dell'Adulto	CGA, OGTT	tappo grigio	0	BASALE e dopo 120' NON EFFETTUARE IN GRAVIDANZA
TEST DA CARICO ORALE DI GLUCOSIO IN GRAVIDANZA				
Test da carico diagnostico in gravidanza (24a -28a sett.)	Gravidanza 24 ^a -28 ^a sett.			TEST IN GRAVIDANZA DOPO LA SOMMINISTRAZIONE DI 100 gr. DI rispettare le indicazioni riportate sulle etichette
Curva Insulinemica da Carico	Curva 6 prelievi	Tappo giallo	0	EFFETTUARE I PRELIEVI: BASE, 30', 60', 90', 120', 180'
Curva Insulinemica oraria	Curva 6 prelievi	Tappo giallo	0	Indicare l'orario dei prelievi
D-Dimero	Derivati degradaz.Fibrina	tappo azzurro	0	
Deidroepiandrosterone Solfato	DHEA-SO ₄ , DHEA-S	Tappo giallo	0	
Digossina	Digossina	Tappo giallo	0	
EBV	Mononucleosi infett. IgM	Tappo giallo	0	
ELETTROFORESI DELLE PROTEINE SERICHE (capillare)	Elettrofor.Sieroproteiche	Tappo giallo	0	
Elettroforesi delle proteine urinarie	Elettrofor. Urinarie	urine 24h	7	
EMOGLOBINE PATOLOGICHE		tappo rosa	7	SI EFFETTUA IL GIOVEDI
EMOCROMO CON FORMULA		tappo rosa	0	
EMOCROMO A CALDO		tappo rosa	0	
Emoglobina Glicosilata	Hb Glicata, HbA1c	tappo rosa	0	
Enolasi neurospecifica	NSE	Tappo giallo	0-3	si effettua il mercoledì e sabato
Eritroblasti	ERB	tappo rosa	0	
Estradiolo 17-Beta	E2	Tappo giallo	0	
Feci Ricerca Sangue Occulto	Meyer feci, RSO	Feci	0	contattare il Laboratorio per il dispositivo
Fenobarbital	Fenobarbitale	Tappo giallo	0	
Ferritina		Tappo giallo	0	
Ferro	Sideremia	Tappo giallo	0	prelievo a digiuno - VARIAZIONE RITMICA CIRCADIANA
Fibrinogeno		tappo azzurro	0	

Analita	Sinonimi ed Acronimi	Tipologia di provetta	Tempo di attesa (gg)	Note Principali
Follicolo Stimolante Ormone	FSH	Tappo giallo	0	INDICARE LA FASE DEL CICLO
Fosfatasi Alcalina	ALP, AlPh	Tappo giallo	0	PATOLOGIA OSSEA O EPATICA
Fosforo	P, Fosfati	Tappo giallo	0	METABOLISMO OSSEO
Fosforo nelle Urine	Fosfaturia	urine 24h	0	L'ESAME SI ESEGUE SU URINE DELLE 24 ORE. VEDI MODALITA' RACCOLTA
Gamma GT	G-glutamyl-transpeptidasi	Tappo giallo	0	AUMENTI TRANSITORI DA ASSUNZIONE DI ALCOOL
Glucosio	Glicemia	Tappo giallo	0	prelievo a digiuno
Glucosio nelle Urine	Glicosuria	urine fresche	0	
Glucosio Orario	Glicemia Oraria	Tappo giallo	0	INDICARE NELLA PROVETTA L'ORARIO DEL PRELIEVO
Glucosio Orario nelle Urine	Glicosuria Oraria	urine fresche	0	INDICARE NELLA PROVETTA L'ORARIO DI RACCOLTA
Gravidanza Test		urine fresche	0	INDICARE LA DATA DELL'ULTIMA MESTRUAZIONE
HIV	HIV Ag/Ab	Tappo giallo	0-3	COMPILARE IL CONSENSO INFORMATO
Immunofissazione serica		Tappo giallo	1/10	INDICARE SEMPRE LA MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA
Immunofissazione urinaria		urine 24h	1/10	INDICARE SEMPRE LA MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA
IMMUNOGLOBULINE				
IgA	IGA		0	
IgG	JGG	Tappo giallo	0	
IgM	IGM		0	
Immunoglobuline IgE Totali	IgE	Tappo giallo	0	
Insulina	Insulinemia	Tappo giallo	0	prelievo a digiuno
LDH	Lattico Deidrogenasi	Tappo giallo	0	EVITARE LO STRESS MUSCOLARE NEI GIORNI PRIMA DEL PRELIEVO. AUMENTI TRANSITORI DA ASSUNZIONE DI ALCOOL
Lipasi		Tappo giallo	0	prelievo a digiuno
Litio	Litiemia	Tappo giallo	0	
Luteinizzante Ormone	LH	Tappo giallo	0	INDICARE LA FASE DEL CICLO
LUE	Sifilide (test di screening)	Tappo giallo	0	
Magnesio	Mg	Tappo giallo	0	
Magnesio nelle Urine	Magnesiuria	urine 24h	0	
Metadone nelle Urine (ricerca)		urine fresche	0	
Microalbumina nelle Urine	Microalbuminuria	urine fresche	0	
Mioglobina		Tappo giallo	0	
Monotest	Sierodiagnosi Mononucleosi	Tappo giallo	0	
Omocisteina	Hcy, tHcy	Tappo giallo		RISCHIO TROMBOTICO
Oppiacei nelle Urine (ricerca)		urine fresche	0	
Paratiroidei Ormone	PTH, Paratormone	tappo giallo	0.3	si effettua il mercoledì e sabato
Peptide C	C-PEP	tappo giallo	0	prelievo a digiuno
Potassio	Potassiemia, Kalemia, K	tappo giallo	0	INTERFERENZA DI DIURETICI E STEROIDI
Potassio nelle Urine	Potassiuria, Kaluria	urine 24h	0	INTERFERENZA DI DIURETICI E STEROIDI
Progesterone	PG	tappo giallo	0	
Prolattina	PRL	tappo giallo	0	
Prolattina a 30'		Tappo giallo		
Macroprolattina	Macro PRL	tappo giallo	0	Si esegue con valore di PRL > 500 microU
Proteina di Bence Jones nelle Urine	Proteinuria Bence Jones	urine 24h	0-2	
Proteina C Coagulativa	Proteina C Plasmatica	tappo azzurro	0	
Proteina C Reattiva	PCR	tappo giallo	0	
Proteina S Coagulativa	Proteina S Plasmatica	tappo azzurro	0	
Proteine Totali	Protidemia	tappo giallo	0	
Proteine nelle Urine	Proteinuria	urine 24h	0	L'ESAME SI ESEGUE SU URINE DELLE 24 ORE. VEDI MODALITA' RACCOLTA
Renina in Clinostatismo		tappo rosa	0	IL PRELIEVO VA ESEGUITO DOPO 2 ORE DI RIPOSO IN POSIZIONE SUPINA
Renina in Ortostatismo	Attività Reninica, PRA	tappo rosa	0	
Reticolociti		tappo rosa	0	
Reuma Test	Fattore Reumatoide	tappo giallo	0	
Sodio	Sodiemia, Natriemia, Na	tappo giallo	0	INTERFERENZA DI DIURETICI E STEROIDI
Sodio nelle Urine	Sodiuria, Natriuria	urine 24h	0	INTERFERENZA DI DIURETICI E STEROIDI
Titolo Antistreptolisinico	TAS ASO TAOS TASLO	tappo giallo	0-3	si effettua il mercoledì e sabato
TEMPO DI QUICK				vedi Attività Protrombinica

Analita	Sinonimi ed Acronimi	Tipologia di provetta	Tempo di attesa (gg)	Note Principali
<i>Attività di Protrombina</i>	PT, Tempo Protrombina Tempo di Quick	tappo azzurro	0	INDICARE L'EVENTUALE TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE - SEGNALARE L'ASSUNZIONE DI ALTRI FARMACI.
<i>I.N.R.</i>	Indice Internazionale normalizzato - Ratio			
Tempo di Trombina	TT	tappo azzurro	0	
Testosterone Totale	TST	tappo giallo	0	
Tireotropina Ormone	TSH	tappo giallo	0	
Tiroxina Libera	FT4, Free T4	tappo giallo	0	INTERFERENZA DEI TIOCIANATI (SENAPE)
TORCH COMPLESSO	AbCMV, AbToxo, AbRosolia, AbHerpes	tappo giallo	0	Pannello costituito da anticorpi anti Toxoplasma, Virus della Rosolia, Citomegalovirus e Herpesvirus
Transaminasi Ossalacetica	SGOT, AST, GOT	tappo giallo	0	AUMENTI TRANSITORI DA ASSUNZIONE DI ALCOOL
Transaminasi Piruvica	SGPT, ALT, GPT	tappo giallo	0	
Trasferrina		tappo giallo	0	
Trigliceridi		tappo giallo	0	prelievo a digiuno
Triiodoritonina Libera	FT3, Free T3	tappo giallo	0	INTERFERENZA DEI TIOCIANATI (SENAPE)
Troponina T HSS	Troponina ultrasensibile	tappo giallo	0	
Urea	Azotemia	tappo giallo	0	
Urea nelle Urine	Azoturia	urine 24h	0	
Urine Esame Completo	Esame Urine	urine fresche	0	
Velocità di Eritrosedimentazione	VES	tappo rosa	0	
Versamenti Cavitari - Esame chimico fisico e microscopico		Liquido cavitario più tappo rosa	0	
Vitamina B12	B12	tappo giallo	0	prelievo a digiuno