

ESAME PCR MULTIPLEX URINE:

Lavarsi bene i genitali con acqua e sapone,

Aprire il contenitore ruotando il coperchio in senso antiorario senza togliere l'etichetta di sicurezza, appoggiare il coperchio con la parte interna rivolta verso l'alto assicurandosi che questa non venga toccata o in alcun modo contaminata.

-Riempire circa i 2/3 del contenitore con le urine della prima minzione, la restante urina viene scartata.

-Richiudere bene il contenitore ruotando il coperchio in senso orario

A questo punto e' possibile trasferire le urine raccolte nella provetta VACUETTE.

-togliere l'etichetta di sicurezza del coperchio del contenitore di raccolta, rendendo visibile la sonda di prelievo integrata

-inserire la provetta VACUETTE per urine nella cavita' del coperchio con il tappo rivolto verso il basso, premere ed assicurarsi che l'ago penetri completamente il tappo di gomma della provetta.

Grazie al vuoto esattamente definito, l'urina fluisce automaticamente nella provetta.

Reggere la provetta in posizione utilizzando il pollice, finchè è completamente riempita.

- a riempimento avvenuto, togliere la provetta.

- applicare sulla provetta l'etichetta identificativa del campione in posizione PERFETTAMENTE VERTICALE.