

NUOVA RACCOLTA FECI

MATERIALE PER LA RACCOLTA: Tampone floccato FECAL SWAB tappo verde.

MODALITA' DI RACCOLTA:

1. Evacuare in un recipiente pulito.
2. Aprire la bustina contenente il KIT (Tampone floccato + provetta con terreno Liquido).
3. Utilizzare il tampone floccato per raccogliere il campione; se feci liquide o semisolide: immergervi il tampone floccato, se feci solide, introdurre il tampone floccato nel materiale fecale o strisciarlo varie volte sulla superficie dello stesso.
4. Svitare il tappo della provetta e introdurre il tampone appena utilizzato.
5. Rompere l'asta nel punto indicato dalla linea.
6. Riavvitare con forza il tappo della provetta.

CONSERVAZIONE: Consegnare al Laboratorio entro 2 ore dalla raccolta, oppure conservare a temperatura ambiente per 24 ore o 4 gradi in frigo fino ad un massimo di 48 ore.