PREPARAZIONE PER AMBITO ARETINO

RACCOLTA URINOCOLTURA

ISTRUZIONI:
Lavarsi bene i genitali con acqua e sapone, scartare il primo getto di urina e poi procedere alla raccolta.
Aprire il contenitore ruotando il coperchio in senso antiorario senza togliere l'etichetta di sicurezza, appoggiare il coperchio con la parte interna rivolta verso l'alto assicurandosi che questa non venga toccata o in alcun modo contaminata.
Dopo aver gettato la prima minzione di urine riempire circa i 2/3 del contenitore, la restante urina viene scartata.
Chiudere bene il contenitore ruotando il coperchio in senso orario.
A questo punto è possibile traferire le urine raccolte nella provetta VACUETTE.
Togliere l'etichetta di sicurezza dal coperchio del contenitore di raccolta, rendendo visibile la sonda di prelievo integrata.
Inserire la provetta VACUETTE per urine nella cavità del coperchio con il tappo rivolto verso il basso, premere ed assicurarsi che l'ago penetri completamente il tappo di gomma della provetta.
Grazie al vuoto esattamente definito, l'urina fluisce automaticamente nella provetta.
Reggere la provetta in posizione utilizzando il pollice finché è completamente riempita.
A riempimento avvenuto, togliere la provetta
Consegnare la provetta VACUETTE, se passano più di 2 ore fino ad un massimo di 24 ore prima della consegna, tenere la provetta in frigorifero a 4 gradi.